

# VISALYS® BULK FLOW

  
KETTENBACHDENTAL  
Simply intelligent



## AUFFALLEND ÄSTHETISCH



NEU


**FLIESSFÄHIGES ONE-SHADE BULK KOMPOSIT**

# VISALYS® BULK FLOW

**VISALYS® BULK FLOW**, unser lichthärtendes, fließfähiges Nano-Hybrid-Füllungskomposit für das Füllen von Kavitäten bis 4 mm Tiefe. Es vereint Effizienz, Stabilität und Ästhetik.



Faszinierende Farbanpassung mit nur einer Farbe dank des One-Shade Systems. Ein echter Chamäleon-Effekt mit natürlicher Fluoreszenz für naturgetreue Restaurationen.



Beispielhafte Füllungen mit VISALYS® BULK FLOW in den Vita-Farben



Exzellente Polierbarkeit für Hochglanz-Ergebnisse

## ANWENDERSTIMMEN

**VISALYS® BULK FLOW** überzeugt mit angenehmer Verarbeitung, guter Farbanpassung und ausgezeichnetem Glanz.

Dr. Maximilian Dobbertin



# ÜBERZEUGENDE KONSISTENZ

**VISALYS® BULK FLOW** verhält sich wie ein Flow, ist aber stabil und modellierbar wie ein Fill.


Es bietet hohe Standfestigkeit und gleichzeitig eine hohe Röntgensichtbarkeit. Niedrige Schrumpfkraft gewährleisten einen sicheren Haftverbund.

## Kein Nachlaufen dank intelligentem Spritzen-Design.

Präzise Füllungen ohne Materialverlust, dank der eingebauten beweglichen Dichtung.



KONSISTENZ  
EINES  
**FLOW**  
MIT DER  
VERARBEITBARKEIT  
EINES **FILL**




KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent



# AUFFALLEND ÄSTHETISCH



Der **echte Chamäleon-Effekt** unseres **One-Shade Systems** und **natürliche Fluoreszenz** sorgen für lebendige, naturgetreue Restaurationen.



Bereits ab 3 mm Schichtdicke\* **kein Durchscheinen mehr von Verfärbungen**



**VISALYS® BULK FLOW**




**OMNICHROMA FLOW BULK**

\*Beispielhafte 3 mm-Scheiben aus jeweiligem Füllungsmaterial, Farbe "Universal"



Effizientes Arbeiten **ohne Inkremente** und ohne **zusätzliche Deckschicht**

**FREI VON  
BIS-GMA**




## AUSGEZEICHNETE RANDSPALTADAPTION

Die ausgezeichnete Adaption des Materials an die Kavitätenwände reduzieren das Risiko von Randspalten und Verfärbungen für langlebige Restaurationen.


Randqualität  
Schmelz

Übersicht Kausimulation Marburger Kausimulator (TMWB)\*







Randqualität  
Dentin

Übersicht Kausimulation Marburger Kausimulator (TMWB)\*



\*Messungen Prof. Roland Frankenberger, Universität Marburg, 2024.  
Thermo-Mechanische Wechselbelastung: 1.000.000 Zyklen à 50 N, 25.000 Thermozyklen (5/55 °C), 264 Zähne (n=8), MOD Klasse II.

# DAS SORTIMENT

<b>VISALYS® BULK FLOW</b>		1 x 2 g Syringe 5 x Applikationskanülen	REF 15064
<b>VISALYS® BULK FLOW</b>		15 x 0,25 g Caps	REF 15066
<b>VISALYS® APPLIKATIONSKANÜLEN</b>		50 Stück, ø 0,9 mm	REF 15022
<b>VISALYS® APPLIKATIONSKANÜLEN</b>		50 Stück, ø 1,2 mm	REF 15023



Made in Germany

Kettenbach GmbH & Co. KG  
 Im Heerfeld 7  
 35713 Eschenburg · Germany  
 Telefon +49 (0)2774 7050  
 info@kettenbach.com  
 www.kettenbach-dental.de



D0110894\_1825

  
**KETTENBACHDENTAL**  
 Simply intelligent